

SB-12060DT 超声波旋转洗瓶机

产品说明

新芝超声波清洗机槽系引进国外先进技术、设备，经技术人员多年研制开发设计而成。其功能全、外观新、性能可靠，仪器采用大屏幕液晶显示，中央微机集中控制，有人机对话界面、超声时间、功率、槽内温度任意设定、数据保存等功能，并经技术监督局检测合格。

性能特点

- 断电保护 工作参数断电记忆功能
- 时间可调 1-999min 总工作时间设定
- 数显屏幕 显示剩余时间和槽内实际温度
- 加热功能 可调范围在室温-80℃

仪器参数

1. 型 号：SB-12060DT
2. 外部尺寸：1500*950*1250mm（±5mm）
3. 清洗槽内尺寸：980*650*700mm（±5mm）
4. 容 量：420L（有效）
5. 超声频率：28KHz



4008-122-088

宁波市高新区木槿路 65 号

web:www.scientz.com

6. 超声功率：12060W
7. 超声时间可调范围：1-999min 可调
8. 瓶子转速：0-9rad/min 可调

宁波新芝生物科技股份有限公司

NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD

商务服务热线 0574-87134807

87133995、56202593